



DROP Eye Wash Station

Cod: CPS202

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Stazione di lavaggio oculare a parete con design compatto e ad accesso rapido. Consente l'irrigazione immediata dell'occhio in caso di contaminazioni da polveri o agenti chimici lievi. Coperchio protettivo e supporto per un posizionamento visibile in prossimità delle aree a rischio.

Dimensioni

Stazione a parete in ABS: 260 × 340 × 90 mm · 2 flaconi soluzione salina sterile 500 ml ciascuno.

Contenuto del kit

- 2 × flaconi di soluzione salina sterile 0,9% NaCl da 500 ml
- Stazione a parete in ABS con supporto
- Kit di fissaggio (viti e tasselli)
- Istruzioni d'uso multilingue

Istruzioni

1) Aprire il coperchio e afferrare un flacone. 2) Ruotare l'erogatore e applicare la coppa sull'occhio interessato. 3)



Premere per avviare il getto e mantenere l'irrigazione per 10–15 minuti, tenendo l'occhio aperto. 4) Se l'irritazione persiste, consultare un medico. 5) Sostituire i flaconi utilizzati e verificare periodicamente le scadenze.

English

Description

Wall- mounted eye wash station with compact, quick- access design. Provides immediate eye irrigation in case of dust or mild chemical splashes. Protective cover and bracket for high- visibility placement near risk areas.

Dimensions

Wall- mount ABS station: 260 × 340 × 90 mm · 2 bottles of sterile saline 500 ml each.

Kit contents

- 2 × bottles sterile saline 0.9% NaCl, 500 ml
- Wall- mount ABS station with bracket
- Mounting kit (screws and plugs)
- Multilingual instructions

Instructions

1) Open the cover and take one bottle. 2) Twist the nozzle and place the eye- cup over the affected eye. 3) Squeeze to start the flow and irrigate for 10–15 minutes, keeping the eye open. 4) Seek medical advice if irritation persists. 5) Replace used bottles and check expiry dates regularly.

French

Description

Station de lavage oculaire murale au design compact et à accès rapide. Permet une irrigation immédiate de l'œil en cas de poussières ou d'éclaboussures chimiques légères. Couvercle de protection et support pour un positionnement visible près des zones à risque.

Dimensions

Station murale en ABS : 260 × 340 × 90 mm · 2 flacons de sérum physiologique stérile de 500 ml chacun.

Contenu du kit

- 2 × flacons de sérum physiologique stérile 0,9 % NaCl de 500 ml
- Station murale en ABS avec support
- Kit de fixation (vis et chevilles)
- Mode d'emploi multilingue

Mode d'emploi

1) Ouvrir le couvercle et saisir un flacon. 2) Tourner l'embout et positionner la coupelle sur l'œil concerné. 3) Presser pour